



2022

En partenariat avec



Trousses d'Analyses

Détection d'allergènes, de pathogènes alimentaires, de Mycotoxines, d'OGM, d'antibiotiques dans le lait et autres produits Neogen



1-888-8BIOVET

(824-6838)

order@biovet-inc.com

Sommaire

Sommaire	2
Terme et conditions	3
À propos de Biovet.....	3
Allergènes	4
Reveal.....	4
Alert.....	5
Veratox.....	6
Mycotoxines.....	7
Reveal.....	7
Veratox.....	8
Autres*	8
OGM et ruminants	9
Eau	9
Colitag	9
Hygiène	10
Accuclean Advanced	10
AccuPoint Advanced Next Generation.....	11
Autres.....	11
Instruments et matériel	12
Lecteurs.....	12
Pipettes	12
Autres.....	13
Autres produits disponibles	15
Pathogènes (ANSR)	15
Pathogènes (Reveal)	15

MKT-036-FR-V.7 — Révisé le 2022-08-02

Terme et conditions

Des frais de transport de 16,00 \$ sont applicables pour les commandes de matériel de moins de 500,00 \$.

Les commandes reçues avant lundi 10 heures AM sont livrables dans la même semaine. Les commandes reçues passées ce délai seront livrables la semaine suivante.

Faire parvenir votre commande à : order@biovet-inc.com

Date d'entrée en vigueur le 20 juin 2022.

À propos de Biovet

Biovet est fière de vous offrir des produits uniques, de qualité et innovateurs, en collaboration avec son partenaire Neogen. Ce sont des outils performants vous permettant de faire vos tests à l'interne, pour des résultats plus rapides.

Biovet opère, depuis 1991, des laboratoires à la fine pointe de la technologie et effectue des analyses microbiologiques, détection de pathogènes, d'allergènes, de mycotoxines et d'OGM, de même que dans les domaines de la biologie moléculaire et de la sérologie (ELISA).

Notre laboratoire est accrédité par le Conseil Canadien des Normes (CCN) pour des analyses microbiologiques sur des aliments et produits comestibles (voir notre portée d'accréditation sur notre site).

Nous multiplions les actions afin de nous rapprocher de vous avec maintenant 2 LABORATOIRES de services diagnostiques au Québec : SAINT-HYACINTHE et QUÉBEC.

Également, nos clients apprécient notre GRANDE DISPONIBILITÉ, puisque nos laboratoires sont ouverts 6 jours et fonctionnent 7 jours sur 7.

De plus, Biovet dispose d'un service de cueillette efficace qui assure le transport des échantillons au Québec dans les plus brefs délais et ce, même en région.

Pour plus d'information, n'hésitez pas à contacter votre représentant.



Allergènes

Code	Description
TRD-1017	Trousse d'extraction pour allergènes
TRD-1010	Trousse d'échantillonnage pour allergènes (100 écouvillons)

Reveal

Les trousse Reveal® et Reveal 3D pour la détection des allergènes alimentaires de Neogen sont simples, rapides et facile pour la détection de plusieurs allergènes sur les surfaces de travail, dans les ingrédients et les produits finis.



Code	Description	Nombre de tests
	Reveal 3D	
TRD-1170	Reveal 3D Arachide *	10
TRD-1194	Reveal 3D Amande *	10
TRD-1211	Reveal 3D Crustacé	10
TRD-1186	Reveal 3D Gliadine	20
TRD-1411	Reveal 3D Gluten *†	10
TRD-1221	Reveal 3D Lait total	10
TRD-1228	Reveal 3D Moutarde	10
TRD-1193	Reveal 3D Noisette *	10
TRD-1247	Reveal 3D Multi-Noix	10
TRD-1185	Reveal 3D Œuf *	10
TRD-1187	Reveal 3D Soya *	10
TRD-1284	Reveal 3D Sésame	10
TRD-1175	Reveal 3D Noix de coco *	10
	Matériel nécessaire mais vendu séparément de la trousse	
TRD-1410	* Reveal 3D solution tampon nourriture	
TRD-1409	† Reveal 3D Solution tampon nourriture Gluten	
TRD-1408	* Tubes gradués 50 ml (25)	

* Disponible pour analyser sur la nourriture et les ingrédients

Code	Description	Nombre de tests
	Reveal	
TRD-1058	Reveal Histamine	24

Alert

Les trousse Alert® pour la détection des allergènes alimentaires sont des tests de dépistage qualitatifs de type ELISA permettant de comparer jusqu'à 5 échantillons par rapport à un échantillon témoin.



Code	Description
TRD-1095	Alert Histamine
TRD-1018	Alert Lait total
TRD-1013	Alert Oeuf
TRD-1116	Alert Sulfite (crevettes seulement)

Veratox

Les trousse Veratox® pour la détection des allergènes alimentaires sont des tests quantitatifs de type ELISA permettant de doser simultanément jusqu'à 19 échantillons en fonction d'une courbe composée de cinq contrôles.



Code	Description
TRD-1166	Trousse de départ Veratox allergène
TRD-1016	Veratox VIP pour Arachide *
TRD-1014	Veratox Arachide
TRD-1097	Veratox Amande
TRD-1215	Veratox Crustacé
TRD-1196	Veratox Gliadine R5
TRD-1197	Gliadine cocktail solution 25ml
TRD-1205	Gliadine cocktail solution 100ml
TRD-1198	Gliadine cocktail solution 500ml
TRD-1027	Veratox Histamine
TRD-1009	Veratox Lait total
TRD-1252	Veratox Moutarde
TRD-1098	Veratox Noisette
TRD-1008	Veratox Oeuf
TRD-1184	Veratox Soya
TRD-1183	Veratox Sésame

* = NOUVEAU

Mycotoxines

Reveal

Les trousse d'analyses Reveal® et Reveal Q+ sont des tests quantitatifs pour l'analyse des mycotoxines dans les grains.



Code	Description	Nombre de tests
TRD-1300	Reveal Q MAX DON	25
TRD-1281	Reveal Q+ DON	25
TRD-1263	Reveal Q MAX Ochratoxin	25
TRD-1299	Reveal Q+ Ochratoxin	25
TRD-1413	Reveal Q MAX T2/HT-2	25
TRD-1288	Reveal Q+ T2-HT2	25
TRD-1266	Reveal Q MAX Zearalenone	25
TRD-1264	Reveal Q+ Zearalenone	25
TRD-1265	Reveal Q MAX Aflatoxine	25
TRD-1207	Reveal Q+ Aflatoxine	25

Veratox

Les trousse d'analyses Veratox® pour mycotoxines sont des tests quantitatifs de type ELISA permettant de doser simultanément jusqu'à 19 échantillons en fonction d'une courbe composée de cinq contrôles.



Code	Description
TRD-1037	Veratox Ochratoxine
TRD-1260	Veratox Ochratoxine grain
TRD-1029	Veratox T-2/HT2
TRD-1002	Veratox Zearalenone
TRD-1004	Veratox Aflatoxine HS
TRD-1028	Veratox Aflatoxine
TRD-1001	Veratox DON 5/5
TRD-1092	Veratox DON HS
TRD-1109	Veratox DON 2/3
TRD-1038	Veratox Fumonisine
TRD-1128	Veratox Fumonisine 5/10

Autres*

Code	Description
TRD-1087	Rock-it pour mycotoxines
TRD-1287	Control certifié DON (MRM), bas, 100g
TRD-1119	Control certifié DON (MRM), Medium, 100 g
TRD-1110	NeoColumn pour Aflatoxine (large) - 50 c

* Des contrôles certifiés sont disponibles pour d'autres toxines, pour plus d'informations, contactez votre représentant

OGM et ruminants

Code	Description	Nombre de tests
TRD-1012	Reveal pour CP4 (Roundup Ready)	50
TRD-1034	Reveal pour détection de ruminant dans nourriture	25
TRD-1195	Reveal pour Ruminant dans MBM	25

Eau

Colitag

Code	Description
TRD-1089	Trousse Colitag P/A – (20)
TRD-1080	Trousse Colitag P/A – (100)
TRD-1213	Colitag Comparator



Hygiène

Accuclean Advanced

AccuClean® Advanced est un test simple permettant de détecter les résidus de protéines issus des produits alimentaires liquides ou solides ayant été en contact avec la surface à analyser. Ce test est totalement autonome, aucun instrument n'est requis pour la lecture et il ne nécessite qu'une formation minimale.



Code	Description
TRD-1171	Accuclean Advanced – détection résidus de protéines (100)

AccuPoint Advanced Next Generation

Le nouvel AccuPoint® Advanced Next Generation (NG) de NEOGEN® est un système complet de contrôle du nettoyage comprenant un instrument portable, des écouvillons innovants et un logiciel de gestion des données (Data Manager), conçu pour contrôler vos processus de nettoyage en mesurant l'adénosine triphosphate (ATP). Après avoir nettoyé votre environnement, mesurer la quantité d'ATP présente sur une surface ou dans des liquides vous permet de contrôler que vos processus de nettoyage ont été efficaces.



Code	Description
TRD-1311	Accupoint Advance Next Generation
TRD-1242	AccuPoint Advanced Cartouche Surface - (100)
TRD-1243	AccuPoint Advanced Cartouche EAU - (100)
TRD-1244	AccuPoint Advanced Cartouche Access – (100)

Autres

Pour vérifier la disponibilité et le prix de ces produits, contacter directement votre représentant.

Code	Description
9950	AccuPoint Advanced ALP (50 échantillonneurs + 5 contrôles)
9971	AccuPoint Advanced ALP (5 contrôles)

ALP : Phosphatase alcaline

Instruments et matériel



Lecteurs

Code	Description
TRD-1042	Lecteur de puits Stat-Fax 4700 de Neogen
TRD-1292	Lecteur Raptor (lecteur + logiciel)

Pipettes

Code	Description
TRD-1033	Pipette 100 μ L fixe
TRD-1043	Pipette 50-300 μ L, 12 canaux
TRD-1067	Pipette de base 100 μ L fixe
TRD-1235	Pipette 100 μ L fixe pour Q+ (pas de débordement)
TRD-335	Embouts pour pipette (1000)
TRD-1216	Pipette 500 μ L fixe
TRD-1234	Pipette 1000 μ L fixe
TRD-1402	Pipette 400 μ L fixe
TRD-1088	Pipette 20-200 μ L
TRD-1214	Embouts pour pipette 100 μ L à 1ml (1000)
TRD-1414	Pipette 250 μ L fixe
TRD-1401	Pipette 400 μ L volume exact pour Raptor (50)
TRD-1236	Pipette sterile 10ml (100)

Autres

Code	Description
TRD-1031	Filtres seringue (100)
TRD-1032	Support à puits
TRD-1045	Bouteilles de lavage, 500 ml (paquet de 4)
TRD-1047	Incubateur avec thermomètre
TRD-1049	Tube à centrifugeuse 2 ml (500)
TRD-1056	Sacs filtres-Whirl-Pak 24oz (250)
TRD-1059	Bain agitateur chauffant
TRD-1066	Agri-Grind (moulin à grains)
TRD-1068	Filtres Whatman # 1 (100)
TRD-1069	Thermomètre
TRD-1070	Cylindre gradué en plastique, 250 ml
TRD-1071	Bouteille de lavage, 250 ml
TRD-1072	Bouteilles Nalgene 1 litre
TRD-1073	Filtres Whatman # 4 11cm (100)
TRD-1091	Balance électronique digitale
TRD-1094	Éponges pré humidifiées pour échantillon
TRD-1096	Minuterie 3-temps
TRD-1101	Solution de lavage pour allergène
TRD-1105	Tubes, 13 x 100 mm (1000)
TRD-1111	Tubes, 12 x 75 mm (1000)
TRD-1135	Cylindre gradué en plastique, 50 ml
TRD-1136	Membranes filtrantes, grille-1600 (100 p)
TRD-1140	Unité de filtration
TRD-1142	Mini pot pour mixer lames et couvercle
TRD-1145	Filtration 6-places
TRD-1147	Tubes pour aspiration
TRD-1148	Pince pour unités de filtration
TRD-1152	Mixer Oster (blender)
TRD-1154	Bateaux à réactif (3/pqt)
TRD-1164	Tube & bouchon 3.5ml (100)
TRD-1165	Bouteille vitre ambrée 500ml
TRD-1190	Rampe de filtration
TRD-1191	Trousse d'échantillonnage environnementale
TRD-1202	Pompe pour pipette 10ml
TRD-1212	Cylindre gradué de verre 50 ml
TRD-1238	Bouteille de dilution (72/cs)
TRD-1289	Papier Thermique 2 1/4

Instruments et matériel / milieu

Code	Description
TRD-1290	Station de travail pour Reveal
TRD-1400	Cartouche pour lecteur Raptor (50)
TRD-1025	Rouleaux de papier Stat-Fax
TRD-1039	Rouleaux de papier Stat-Fax (10/pk)
TRD-316	Pots et couvercles (100)
TRD-1081	Bout d'échant. + Sodium triphosphate 100'

Autres produits disponibles

Pour vérifier la disponibilité et le prix de ces produits, contacter directement votre représentant.

Pathogènes (ANSR)

Code	Description
9837	Trousse de départ complet ANSR
9822	ANSR pour E. coli - 96 tests
9815	ANSR pour E. coli Bouillon d'enrichissement, 500g
9815B	ANSR pour E. coli Bouillon d'enrichissement, 2 kg
9873	ANSR pour Listeria Right No- 96 tests
9824	ANSR pour Listeria mono - 96 tests
9814	ANSR Listeria Bouillon d'enrichissement 1, 500g (échantillon environnemental)
9880	ANSR Listeria LESS PLUS media, 500g (produits et environnement)
9870	ANSR pour Salmonella - 96 tests
	Pour les bouillons d'enrichissement (Salmonella), voir votre représentant

Pathogènes (Reveal)

Les trousse d'analyses Reveal® et Reveal 2.0 de Neogen contiennent tout le nécessaire pour réaliser l'analyse; y compris le milieu d'enrichissement pour détecter différents pathogènes.



Code	Description
9750	Reveal E. coli 0157:H7, 8 h, SC - 20 tests
9751	Reveal E. coli 0157:H7, 20 h, SC - 20 test
9714	Reveal 2.0 E. coli 0157:H7 SC – 20 tests (ech de 65g)
9803	Reveal 2.0 pour Salmonelle , SC avec RV - 20 tests
9805	Reveal 2.2 pour Salmonelle , SC avec RV et M-broth - 20 tests
	Reveal 2.0, Listeria Une Étape SC pour aliment - 20 tests
	Reveal 2.0, Listeria Une Étape SC pour surface - 20 tests
	Reveal 2.0, Listeria Enrichissement 48 h Système complet

SC = Système Complet

1-888-8BIOVET

(824-6838) option 3

order@biovet-inc.com

4375, av. Beaudry, Saint-Hyacinthe QC J2S 8W2

T. 450 771-7291 • F. 450 771-4158

© Biovet Inc. – Juin 2022