

No Client: _____
 Date: _____
 P.O./ _____
 Référence: _____
 Nom de _____
 l'entreprise: _____
 Contact: _____
 Téléphone: _____
 Courriel: _____
 Adresse de _____
 livraison : _____

NOTES ET SPÉCIFICATIONS

- **Bouteilles d'eau** potable (microbiologie): 1 bouteille par site d'échantillonnage.
- **Écouvillon**: les écouvillons sont utilisés pour le **dénombrement** des analyses suivantes: NCA, Ct/Ec, staph. aureus, Levures & moisissures.
- **Éponge surface**: les éponges sont utilisées pour les méthodes de **détection**.^{*} Vous devez prendre une éponge par lieu de prélèvement par pathogène recherché. Remettre le bout de l'éponge dans le sac et cassez le bâton pour le pas mettre la partie touchée dans le sac.
- **Éponge (air comprimé)**: laissez en contact avec l'air comprimé approximativement le même temps que le temps de contact avec votre échantillon.
- **Gélose analyses d'air** : utilisez pour le dénombrement des Levures & moisissures (L&M - rose) ou du compte total (NCA - rouge) dans l'air. Laisser ouvert 16 minutes 30 secondes dans la pièce. Ensuite refermez, fixer le couvercle et retournez-nous la gélose sans réfrigérant.

Qté	Code	Matériel
	LBA-399	Bouteille d'eau potable (microbiologie)
	BOUT-031	Bouteille large goulot pour glace (500 ml)
	LBA-277	Écouvillon (<i>Quick swab</i>) – pqt 25
	LBA-282	Éponge 3M (avec bâton) – pqt 25
	LBA-282	Éponge 3M (air comprimé) – pqt 25
	LBA-386	Gélose analyse d'air (rose) L&M (DRBC) – pqt 10
	LBA-388	Gélose analyse d'air (rouge) NCA (Colombia) – pqt 10
	LBA-352	Sac 6X9 710mL (250 sacs)
	LBA-396	Sac 10X15 4L (250 sacs)
	TRD-498	Écouvillon sec allergène Gluten – pqt 5
	TRD-499	Écouvillon sec allergènes (sauf gluten) – pqt 5

ANALYSES DES SURFACES

Dénombrement	Quoi nous faire parvenir
NCA	1 écouvillon
Ct/Ec	1 écouvillon
L&M	1 écouvillon
Staphylococcus aureus	1 écouvillon
NCA + Ct/Ec	1 écouvillon
Ct/Ec + L&M	1 écouvillon
NCA + Ct/Ec + L&M	1 écouvillon
NCA + Ct/Ec + L&M + Staphylococcus Aureus	1 écouvillon

* Si vous désirez une limite de <1 il faut nous faire parvenir 1 écouvillon par analyses. Sinon la limite est de <10.

Pathogènes	Quoi nous faire parvenir
Salmonella	1 éponge
Listeria	1 éponge
Salmonella + Listeria	2 éponges

Dénombrement + pathogènes	Quoi nous faire parvenir
NCA + Ct/Ec + Salmonelle	1 écouvillon + 1 éponge
NCA + Ct/Ec + Salmonelle + Listeria	1 écouvillon + 2 éponges
NCA + Ct/Ec + L&M + Salmonelle + Listeria	1 écouvillon + 2 éponges

Ct/Ec: Coliformes totaux / E. coli **L&M**: Levures & moisissures **NCA**: Compte bactérie aérobie total

Des frais de transport de 25\$ sont applicables pour les commandes de matériel de moins de 500 \$.