

Profils digestifs et Dermatophytes qPCR AMÉLIORÉS

Biovet est heureuse d'annoncer que les profils digestifs et le test Dermatophytes (teigne) qPCR ont été améliorés et que leurs prix restent les mêmes.

Profil digestif (diarrhée) qPCR canin	Profil digestif (diarrhée) qPCR félin	Dermatophytes (teigne) qPCR
CODE: DCAN-20219	CODE: DFEL-20212	CODES: DCAN-20286 (canin), DFEL-20314 (félin) et DNAC-20254 (autres petits mammifères)
3 nouveaux paramètres*	3 nouveaux paramètres*	1 nouveau paramètre*
INCLUT <ul style="list-style-type: none"> ★ <i>Clostridium difficile</i> toxine A ★ <i>C. difficile</i> toxine B ★ <i>C. perfringens</i> entérotoxine • <i>C. perfringens</i> toxA • <i>Campylobacter jejuni</i> • Coronavirus canin • Coronavirus entérique canin • Parvovirus type 2 canin • <i>Cryptosporidium</i> spp. • <i>Giardia</i> spp. • <i>Salmonella</i> spp. 	INCLUT <ul style="list-style-type: none"> ★ <i>Clostridium difficile</i> toxine A ★ <i>C. difficile</i> toxine B ★ <i>C. perfringens</i> entérotoxine • <i>C. perfringens</i> toxA • <i>Campylobacter jejuni</i> • <i>Cryptosporidium</i> spp. • Coronavirus félin • Virus de la panleucopénie féline • <i>Giardia</i> spp • <i>Salmonella</i> spp • <i>Rotavirus</i> A • <i>Toxoplasma gondii</i> • <i>Tritrichomonas blagburni</i> 	INCLUT <ul style="list-style-type: none"> ★ <i>Microsporium</i> spp. • <i>Microsporium canis</i> • <i>Microsporium gypseum</i> • <i>Trichophyton</i> spp.
ÉCHANTILLON: 5 g de selles fraîches réfrigérées. ▲	ÉCHANTILLON: 5 g de selles fraîches réfrigérées. ▲	ÉCHANTILLON: soumettre au moins une dizaine de poils *
DÉLAI: 2-3 jours **	DÉLAI: 2-3 jours **	DÉLAI: 24 à 48 heures **

Également disponible : Profil digestif qPCR et parasitologie (canin ou félin).

▲ IMPORTANT: utiliser UNIQUEMENT Contenant fécal sans additif (bouchon bleu) pour envoyer vos échantillons et éviter le contact des matières fécales avec de la litière.

* La sensibilité croît avec le nombre de poils soumis. Soumettre dans un contenant stérile, fermé hermétiquement et conservé à la température pièce ou au frigo (pour prévenir la croissance de contaminants).

** Ces analyses sont effectuées du lundi au vendredi.

Les utilisateurs de LogiVet peuvent télécharger la liste des codes au www.biovet-inc.com/codes-lv.

Pour en savoir plus, communiquez avec votre représentant Biovet.

1 888 824-6838, option 2 ventes@biovet-inc.com

