



Information: Jules.lallier@biovet-inc.com
1-888-8BIOVET (824-6838)



scil Vet abc Plus+ pour analyses hématologiques en clinique



Hématologie en clinique



Caractéristiques et avantages

- Petit échantillon de seulement 10 µl de sang entier
- 18 paramètres avec formule leucocytaire complète en 4 parties
- Technologie d'impédance supérieure
- Écran tactile en couleur
- 10 espèces pré programmées
- Possibilité de stocker jusqu'à 1000 résultats
- Compatible avec la plupart des imprimantes
- Connectivité USB & ethernet
- Paramètres de contrôle de qualité auto-chargeables et téléchargement facile et sur demande
- Rendement de 50 échantillons à l'heure
- Résultats sur copie papier facile à lire
- Aucune préparation ou centrifugation d'échantillon requise


Formule sanguine complète en 3 étapes faciles



Sélectionnez l'espèce sur l'écran et entrez l'ID du patient



Ajoutez l'échantillon avec EDTA et appuyez sur le bouton de démarrage



Lisez les résultats

18 Paramètres

Analyse en 18 paramètres

Globules blancs	Globules rouges
Total globules blancs (WBC)	Total globules rouges (RBC)
Granulocytes (GRAN#)	Hémoglobine (HGB)
Granulocytes (GRA%)	Hématocrite (HCT)
Lymphocytes (LYM#)	Volume globulaire moyen (MCV)
Lymphocytes (LYM%)	teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine (MCH)
Monocytes (MON#)	Conc. corpusculaire moyenne en hémoglobine (MCHC)
Monocytes (MON%)	Distribution des globules rouges (RDW)
Éosinophiles (EOS#)	Plaquettes
Éosinophiles (EOS%)	Total Plaquettes (PLT)
	Volume plaquettaire moyen (MPV)



Hématologie | Biochimie | Radiographie numérique | Échographie | Orthopédie | Éducation