

Vétérinaire/ Veterinarian

ID code barre (N° tube)/
Sample ID barcode (tube #):

Clinique/
Clinic:

Vétérinaire/
Veterinarian:

Ville/
City:

Courriel (rapport)/
Email (report):

Identification de l'animal/ID animal

Espèce/species*: Chat / cat Chien / Dog

Nom du propriétaire/
Owner's Name :

Nom de l'animal/
Animal's Name :

Sexe/ M F Stérilisé/ Spayed Oui Non
Sex: or Neutered: Yes No

Race/
Breed:

Âge/
Age:

Type d'échantillon/ Type of sample

Urine: miction naturelle/Free catch
 cystocentèse/ ystocentesis

oreille/Ear langue/Tongue Fèces/Feces

peau (précisez)/ Skin (specify):

autre (précisez)/ Other (specify):

État de santé / Health status

- sain/Healthy infection aiguë/Acute infection
 infection chronique/Chronic infection
 autre (précisez) / Other (specify):

Antécédents de traitement/ Treatment history

Le patient a-t-il déjà été traité avec des antibiotiques?
(à votre connaissance)?/
Is the patient previously been treated with antibiotics
(to your knowledge)?

Oui / Yes Non / No Inconnu / Unknown

Si oui, veuillez décrire brièvement/
if yes please describe briefly:

* Test disponible pour les chiens et les chats seulement. /
This test is available for Dogs and cats only.

Information: www.biovet.ca

En partenariat avec / in partnership with



Voir les instructions de prélèvement à l'endos/
See collection instruction on the back

Instructions de prélèvement MiDOG


1. Commandez une trousse de prélèvement (écouvillon ou pour l'urine)
2. Inscrivez les noms du vétérinaire et de l'animal sur le tube de prélèvement.
3. Prélevez le patient à l'aide de l'écouvillon, placez-le dans le tube, casser la tige et vissez bien le capuchon. ou prélevez l'urine (étiquette jaune)

a) Prélèvement d'urine par cystocentèse /



Recueillez l'urine de votre patient par cystocentèse. Transvisez l'urine collectée de la seringue vers le tube de prélèvement d'urine MiDOG.

b) Prélèvement d'urine par miction naturelle



Utilisez un contenant stérile pour recueillir l'urine du patient. Versez l'urine prélevé dans le tube de prélèvement d'urine fourni.

c) Préparer l'échantillon d'urine pour l'expédition



- Vissez bien le capuchon sur le tube de prélèvement d'urine. Assurez-vous que le tube est hermétiquement fermé pour éviter les fuites.
- Agitez le tube de prélèvement d'urine 10 fois pour bien mélanger l'urine à la solution.
- Placez le tube dans un sac de transport (ziploc) et placez le formulaire dans le compartiment extérieur prévu à cette fin.

MiDOG Collection instruction

1. Order a collection kit (swab or for urine)
2. Write the veterinarian's and the animal's names on the collection tube.
3. Swab the patient, place it in the tube, break the stick, and screw on the cap securely. or collect urine (yellow label)

a) Urine collection via cystocentesis



Collect the urine from your patient using cystocentesis. Add the collected urine from the syringe into the MiDOG urine collection tube.

b) Urine collection via free-catch



Use a sterile container to catch the urine from the patient. Pour the collected urine into the provided urine collection tube.

c) Prepare urine sample for shipping



- Screw the cap securely onto the swab collection tube. Ensure the tube is sealed tightly to prevent leakage.
- Shake the swab collection tube 10 times to fully cover the swab with solution.
- Place collection tube into shipping bag (Ziploc) and DO NOT put the request form into the same pouch.

