



Le nouveau test Heska Nu.Q^{MD} pour le dépistage et de surveillance des cancers canins

NOUVEAU

 element i+

Analyseur d'immunodiagnostic

L'immunodiagnostic de l'avenir est arrivé!

Une technologie exclusive et une plate-forme compacte et profilée s'allient pour vous apporter des résultats rapides et précis avec un menu de tests en expansion.

Résultats rapides en aussi peu que 5 minutes

Interface bidirectionnelle

Grand écran tactile en couleurs

Résultats précis et quantitatifs

Rangement des cartouches à la température ambiante

Fonctionnement facile en 3 étapes



1 Saisissez les données du patient



2 Chargez l'échantillon du patient



3 Insérez la cartouche

Caractéristiques :



Commodité

- Cartouche microfluidique entièrement autonome
- Interface et fonctionnement simplifiés avec peu de consommation d'espace
- Volume d'échantillon modéré de 100 µL de sérum ou de plasma d'héparine de lithium

Précision

- L'immunoessai par fluorescence donne des résultats précis et quantitatifs
- Précision supérieure de la technologie brevetée et exclusive du guide à ondes de fluorescence avec illumination évanescente au laser

Paramètres de test

PARAMÈTRES MESURÉS

Nu.Q ^{MD}	Dépistage et suivi des cancers canins courants (à venir)
T4	Diagnostiquez et surveillez les troubles de la thyroïde
cTSH	Diagnostiquez et surveillez l'hypothyroïdie chez les chiens
Cortisol	Diagnostiquez et surveillez les patients atteints de la maladie de Cushing ou d'Addison
Progestérone	Gérez la reproduction et la mise bas et dépistez les maladies de la reproduction
cCRP	Dépistage et suivi de l'inflammation systémique chez les chiens

BIENTÔT

SDMA, maladies infectieuses, etc.



Nouveau

Test de dépistage et de surveillance des cancers canins Heska Nu.Q^{MD}

- En exclusivité chez Heska, le premier et le seul test de dépistage sanguin disponible dans les établissements vétérinaires qui détecte et surveille en toute confiance les cancers canins en quelques minutes

En clinique

Élargissez vos capacités de diagnostic interne

- Avec des temps d'exécution de 10 minutes et moins, vous pouvez diagnostiquer vos patients et développer des programmes de traitement dès la première visite
- Plus besoin d'attendre les résultats du labo et de perdre du temps à rappeler les clients.
- Prévoyez rapidement et facilement le suivi pour les cas complexes

Résultats et rapports

Gestion efficace de données

- Intégration avec le logiciel de gestion de la pratique
- Saisie automatique des données des patients avec communication bidirectionnelle activée et rapports médicaux
- Options de classement pour récupérer en un instant les résultats précédents du patient
- Création de rapports complets sur les patients avec résultats d'autres analyses en labo (chimie, hématologie et autres)

www.hesketvet.ca 866.382.6937

©2023 Heska Corporation. Tous droits réservés. Nu.Q est une marque déposée de VolitionRx Limited et est fourni sous licence de VolitionRx Limited et ses filiales. HESKA and Element i+ sont des marques déposées de Heska Corporation aux É.-U. et dans d'autres pays.

* Les tests Nu.Q nécessitent du plasma recueilli sur EDTA comme échantillon et un volume d'échantillon de 50 µL par test. CA20LT1009_006_FR

www.hesketvet.ca
866.382.6937

